



PASTAS de DIAMANTE

2012

PASTA DIAMANTADA – SERINGA-Concentração média

Grão \neq	Grão μm	Cor	Ref.	5 grs.
400	50	Purpura	82PDR004	
800	25	Castanho	82PDR008	
1.000	17.5	Verde escuro	82PDR010	
1.500	13	Rosa	82PDR015	
20	8	Lilás	82PDR020	
80	3	Amarela	82PDR080	
280	0.5	Cinza	82PDR280	



VARETAS de FIBRO CERAMICA - Para desbaste e espelhagem de superfícies Para uso em maquinas eléctricas, pneumáticas e também manualmente

